

## KingMaske

### Einweg-Gesichtsmaske



#### Die wichtigsten Vorteile

##### Marktführendes Design

- Der besonders dünne Cuff passt sich optimal verschiedenen Gesichtsformen an und bietet eine optimale Abdichtung
- Die extreme Anpassungsfähigkeit bietet ein sicheres, haftendes Gefühl bei der Anwendung
- Die speziell gerillte Struktur auf der Oberseite des Cuffs bietet optimale Griffbarkeit und verhindert das Abrutschen
- Anatomisch geformter Cuff bietet maximale Abdichtung bei minimalem Druckaufwand
- Flexibler Maskendom
- Transparenter Maskendom für eine optimale Patientenbeobachtung
- Latexfrei
- DEHP-freies Material

## KingMaske

Die KingMaske ist aufgrund ihres innovativen Qualitätsdesigns der Marktführer unter den heute verfügbaren Anästhesie-Gesichtsmasken. Die Einweg-Gesichtsmaske verfügt über einen aussergewöhnlich dünnen Cuff. Dieses optimiert die Anpassungsfähigkeit des Cuffs an die Gesichtsform des Patienten und erreicht somit eine maximale Abdichtung. Das spezielle Design mit abgerundeten Kanten bietet einen optimalen Griff und hohen Anwenderkomfort.

Die KingMaske ist als Aromamaske mit folgenden Aromen verfügbar: Fresh Scent™ Minze, Bubble Gum, Erdbeere und Kirsche. Der aromatisierte Cuff der Aromamaske Sweet Dreams™ enthält natürliche Öle, welche bei der Anwendung freigesetzt werden. Dieses kann insbesondere bei Kindern während der Anästhesieeinleitung eine beruhigende Wirkung haben.<sup>1</sup>

#### Fünf Aromen

- Original (aromafrei)
- Fresh Scent™ Minze
- Bubble Gum
- Erdbeere
- Kirsche

#### Sechs Größen

- Neugeborene, Gr. 1
- Säuglinge, Gr. 2
- Kleinkinder, Gr. 3
- Kinder/Erwachsene klein, Gr. 4
- Erwachsene mittel, Gr. 5
- Erwachsene groß, Gr. 6

## KingMaske

### Einweg-Gesichtsmaske

Maske	Neugeborene, Gr. 1	Säuglinge, Gr. 2	Kleinkinder, Gr. 3	Kinder/ Erwachsene klein, Gr. 4	Erwachsene mittel, Gr. 5	Erwachsene groß, Gr. 6
KingMaske Original (aromafrei)	1012	1022	1032	1042	1055	1065
Aromamaske Fresh Scent™ Minze	2012	2022	2032	2042	2055	2065
Aromamaske Sweet Dreams™ Bubble Gum		K1122	1132	1142		
Aromamaske Sweet Dreams™ Erdbeere		1222	1232	1242		
Aromamaske Sweet Dreams™ Kirsche		1322	1332	1342		

Artikel-Nr. die auf 2 enden = 20 Stück pro Verkaufseinheit • Artikel-Nr. die auf 5 enden = 50 Stück pro Verkaufseinheit

#### KingMaske Original



KingMaske Original (aromafrei)

#### Aromamasken



Fresh Scent™ Minze



Sweet Dreams™ Erdbeere



Sweet Dreams™ Kirsche



Sweet Dreams™ Bubble Gum

#### Materialien

Teil	Material
Cuff	PVC Polyvinylchlorid (DEHP-frei)
Maskendom	Polycarbonat
Hakenring	Polycarbonat
Ventil	PVC Polyvinylchlorid (DEHP-frei)
Ventileinsatz	Polyester
Feder	Edelstahl

#### Produktgewicht

Größe	Gewicht
Neugeborene, Gr. 1	16,6 g
Säuglinge, Gr. 2	21,7 g
Kleinkinder, Gr. 3	31,0 g
Kinder/Erwachsene klein, Gr. 4	40,0 g
Erwachsene mittel, Gr. 5	52,6 g
Erwachsene groß, Gr. 6	67,7 g

